

SLOVENŠČINA

Splošne informacije

Spiralni koluti za končno obdelavo in poliranje 3M™ ESPE™ Sof-Lex™ so 2-stopenjski sistem za končno obdelavo in poliranje za enkratno uporabo. Spiralni koluti Sof-Lex uporabljajo isti vpenjalni kolj diski za končno obdelavo in poliranje 3M ESPE Sof-Lex™. Enaka oblika in možnost uporabe vpenjalnika Sof-Lex™ odpravi potrebo po menjavi prirocnikov različnih oblik, ki se običajno uporabljajo za poliranje restavracij. Spiralni koluti Sof-Lex so iz termoplastičnega elastomera, ki je impregniran z delci aluminijevega oksida.

Indikacije

Bež spiralni kolut za končno obdelavo Sof-Lex se uporablja za glajenje in odstranjevanje sistem za končno obdelavo in poliranje za enkratno uporabo. Spiralni kolut za poliranje Sof-Lex se uporablja za končno poliranje za visok sijaj. Med uporabo ne potrebujete vodne prhe. Spiralni koluti Sof-Lex se lahko uporabljajo za poliranje naslednjih površin:

Neposredno:

- Kompozitne restavracije
- Steklasti ionomeri, spremenjeni s smlo
- Biaskrilni začasni materiali

Posredno:

- Kompozit
- Restavracijski material CAD/CAM Lava™ Ultimate
- Zlajtine in polizlajtne kovine

Varnostna opozorila za zobozdravstveno osebo

Med uporabo izdelka nosite zaščitna očala.

NE uporabljajte z viskozičnostimi ročnimi pripončki.

Ročni prirocnok lahko pri hitrostih nad 25.000 vrt./min povzroči, da se spiralni kolut in vpenjalni Sof-Lex kolutj ali da se spiralni koluti Sof-Lex razdrobijo, kar lahko povzroči telesne poškodbe.

Prekomen pritisk (nad 100 gram) lahko povzroči, da se spiralni koluti Sof-Lex kolutj ali razdrobijo in tako povzročijo poškodbe.

Zaradi uporabe prirocnokov Sof-Lex medtem ko je pesto (središče koluta) v stiku z zobmi (predvsem okluzalni in incizalni rob), se lahko zgodi, da se pripončki Sof-Lex kolutj od okluzalnih in tako povzročijo poškodbe.

Pripončki Sof-Lex so zasnovani za uporabo **samo** z vpenjalniki Sof-Lex.

Pri namestitvi spiralnih kolutov Sof-Lex na spiralinne morate izbiti nekaj upora. Če se vam zdijo zrahljani, pripončke zamenjajte.

Glave vpenjalnikov Sof-Lex se s časom obrabijo. Zamenjajte vpenjalnik, če se vam pripončki Sof-Lex vedno zdijo zrahljani.

Pri namestitvi spiralnih kolutov Sof-Lex ne poskušajte sterilizirati ali ponovno uporabljati. Sterilizacija lahko okni delovanje pripončk.

Informacije varnostnega lista 3M ESPE lahko poiščete na **www.3MESPE.com** ali pa se obrnite na svojo lokalno prodajnico.

Navodila za uporabo

- Groba obdelava: Z grobimi diski ali diamantnimi ali karbidnimi svedri za obrezovanje in končno obdelavo odstranite odvečni restavracijski material (ali plast, v kateri je ujet zrak)
- Končno oblikovanje: Dokončajte ter izboljšajte konturo in robove končnih restavracij s srednjimi diski Sof-Lex, finimi ali zelo finimi diamantnimi svedri ali svedri za končno obdelavo. Restavracije morajo imeti želeno obliko in gladko ter čisto površino.

Površino zgladite (priponček za odstranjevanje prask) z bež spiralinim kolutom za končno obdelavo Sof-Lex:

- Namestite vpenjalnik Sof-Lex v nizkohtrostni ročni pripončki.
- Namestite bež spiralni kolut za končno obdelavo Sof-Lex tako, da ga potisnete na vpenjalnik Sof-Lex.
- Za optimalne rezultate sistem Sof-Lex uporabljate na suhih površinah.
- Za uporabo s spiralnimi koluti Sof-Lex je priporočena smer vrtenja ročnega pripončka naprej. Vzpurno vrtenje spiralnih kolutov Sof-Lex lahko obično spremení obliko pripončke.

- Za najboljšie rezultate uporabite rahlo (sila 30 g upogne konic ščetini) do zmerno pritiskanje (sila 60 g močno upogne ščetine) s hitrostjo ročnega pripončka 10.000–20.000 vrt./min, priponček pa premikajte po površini restavracije.
- Če se pesto kolut deformira (upogne), pritiskate premočno.
- Za najboljše dohode po površine restavracije lahko uporabljate vse površine pripončke (zgorjo, spodnjo in rob).

- Za visok sijaj spiralizite z belim spiralinim kolutom za poliranje Sof-Lex:
 - Ko ste zadovoljni z rezultati bež spiralnega koluta za končno obdelavo Sof-Lex snameite kolut tako, da ga primate za rob in potegnete z vpenjalnika.
 - Sperite delece z restavracije in površine zoba.
 - Za višji sijaj na vpenjalnik namestite bel spiralni kolut za poliranje Sof-Lex in ponovite korake 3.3 do 3.6.
 - Ko površino spiralizite do visokega sijaja, jo splaknite z vodo.
- Potreben ni noben nadaljnji postopek.

Spiralni koluti za končno obdelavo in poliranje Sof-Lex so le za enkratno uporabo! Po uporabi zavrzite.

Shranjevanje in uporaba

Pripončki Sof-Lex so samo za enkratno uporabo.

- Pripončki Sof-Lex ne poskušajte sterilizirati.
- Uporabljene pripončke Sof-Lex pravilno odstranite v skladu s pravili vaše zdravstvene ustanove.

Ponovna uporaba vpenjalnika Sof-Lex:

Med posameznimi uporabi za različne paciente je treba vpenjalnike Sof-Lex očistiti in zelo učinkovito dezinficirati ali sterilizirati. Za več podrobnosti glejte navodila za uporabo vpenjalnika Sof-Lex.

Informacije za kupce

Nobena oseba nima pooblastil za posredovanje kakršnih koli informacij, ki ostajajo od informacij v teh navodilih.

Opozorilo: Ameriška zvezna zakonodaja omejuje prodajo in uporabo tega pripončka izključno na zahtevo zobozdravnika.

Garancija

Družba 3M ESPE jamči, da izdelek nima napak v materialu in izdelavi. DRUŽBA 3M NE DAJE NOBENIH DRUGIH JAMSTEV, VKLJUČNO Z NEIZREČENIMI JAMSTVI ALI JAMSTVI ZA PRODAJO ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. Uporabnik mora sam presoditi, ali je izdelek primeren za določeno uporabo. Če se izdelek pokvari v garancijskem obdobju, je vsažja izključna pravica in edina obveznost družbe 3M ESPE popravilo ali zamenjava izdelka 3M ESPE.

Omejitve odgovornosti

Če to ni prepovedano z zakonom, družba 3M ESPE ni odgovorna za kakršno koli izgubo ali škodo, do katere pride zaradi tega izdelka, ne glede na to, ali je posredna, neposredna, posebna, naključna ali posledična, ne glede na pravno podlago zahtevka, vključno z izgubo, pogodb, malomarnostjo ali strogo odgovornostjo.

ČESKY

Všeobecné informace

3M™ ESPE™ Sof-Lex™ spirální dokovací a lešticí kolečka jsou dvoukrokový dokončovací a lešticí systém na jedno použití. Sof-Lex spirální kolečka se používají se stejným mandrlem jako Sof-Lex™ dokončovací a lešticí disky. Jednoduchým nárazem a střípním mandrlem jsou Sof-Lex™ leštinující nástroje výměny nástroji s mchva vřutí, nutné pro vyšetření rekonstrukcí. Sof-Lex spirální kolečka jsou vyrobená z termoplastického elastomeru, impregnovaného částicemi oxidu hlinitého.

Indikace

Běžový Sof-Lex spirální dokončovací kolečko je indikováno na urovňování a odstranění vrypů na výpini, vzniklých během opracování. Bílý Sof-Lex dokončovací kolečko je indikováno pro finální vysoký lesk. Během použití není nutné používat vodní správy. Spirální kolečko Sof-Lex může být použito na vyšetření povrchů.

Přímých:

- Kompozitních rekonstrukcí
- Pryskyřicí modifikovaného sklonomeru
- Materialů na bázi pryskyřic

Nepřímých:

- Kompozit
- Lava™ Ultimate CAD/CAM náhrad
- Drahých a náhradních kovů

Upozornění pro stomatology

Při používání tohoto výrobku používejte ochrannou oči.

BEPOUŽÍTEJTE

Preparaci kolečko s vyššími otáčkami než 25 000 o/min může způsobit odělení Sof-Lex spirálního kolečka od mandrle nebo mohou fragmenty Sof-Lex spirálního kolečka způsobit zranění.

Nadměrný tlak (přes 60 gram) může způsobit oddělení nástroje nebo mohou fragmenty způsobit zranění.

Použití Sof-Lex nástroje, pokud je náboj (šifed kolečka) je v kontaktu se zubu (zejména okluzní nebo incizální hrana) může mít za následek oddělení Sof-Lex nástrojů od mandrle a následné zranění.

Nástroje Sof-Lex jsou navrženy na použití **pouze** mandrle Sof-Lex.

Při nasazení Sof-Lex spirálního kolečka na mandrel by měl být cilt odpor. Pokud je nástroj uvolněný, vyměňte ho.

Hlava mandrelu Sof-Lex se po nějaké době opotřebuje. Vyměňte mandrel, pokud jsou Sof-Lex nástroje trvale uvolněné.

Nepokoušejte se sterilizovat nebo opakovaně používat nástroje Sof-Lex. Sterilizace může nepříznivě ovlivnit jejich výkon.

3M ESPE bezpečnostní list materiálu (MSDS) můžete získat na adrese **www.3MESPE.com** nebo kontaktuje vaši místní pobočku.

Návod na použití

- Hrubá opracování Použijte Sof-Lex hrubé disky nebo brusící a dokončovací diamanty nebo karbidové frézy k odstranění přebytků výplňového materiálu (nebo vzduchem inhibovanou vrstvu).
- Konečné vytváření: Vytvarujte a dokončete konečné tvary a obrysy výplně středními Sof-Lex disky, jemnými nebo velmi jemnými finými. Rekonstrukce by měla mít požadovaný tvar, hladký a čistý povrch.
- Uhlade povrch (odstranění vrypů) pomocí Sof-Lex spirálním dokončovacím kolečkem.
 - Vložte Sof-Lex mandrel do pomaluběžného kolečka.
 - Připojte bežový Sof-Lex spirální dokončovací kroužek nasazením na Sof-Lex mandrel.
 - Optimálního výsledku lze dosáhnout pouze při použití Sof-Lex systému na suchém povrchu.
 - Pro použití Sof-Lex dokončovací kolečka je doporučen směr otáčení kolečka ve směru hodinových ručiček. Použití Sof-Lex nástrojů při zpětném chodu může výrazně změnit tvar nástroje.
- Pro přesnější výsledky použijte lehký (sila 30 g ohne hroty ščetinek) nebo střední (sila 60 gramů) významné ohne hroty ščetinky v kolečku s rychlostí 10000 - 20000 otoč a udrzte nástroj v pohybu nad povrchem výplně.
- 3.5.1. Pokud je šifed kolečka deformován (chnut), je aplikovaný tlak příliš velký.
- Všechny plochy nástroje (vršek, spodek, hrany) mohou být použity pro maximální přístup k povrchu rekonstrukce.
- Vysoký lesk se spirálním kolečkem Sof-Lex:
 - Až budete spokojeni výsledkem úpravy s běžovým Sof-Lex spirálním dokončovacím kroužkem, sundejte Sof-Lex nástroj z mandrle uchoopením za okrajem a táhne nahoru.
 - Opláchněte zbytky z náhrady a z povrchu zubu.
 - Pro větší lesk nasadte bílý Sof-Lex spirální lešticí kroužek na mandrel a opakujte kroky 3 a 6.
 - Pro vyšetření do vysokého lesku opláchněte vodu.
- Další kroky nejsou potřeba.
- Použití Sof-lax spirální dokončovací a lešticí kolečka jsou pouze na jedno použití. Po použití znehodnotě.

Skladování a použití

Sof-Lex nástroje jsou na jedno použití.

- Nepokoušejte se sterilizovat Sof-Lex nástroje.

Sof-Lex nástroje zlikvidujte podle nařízení platných ve vašem zdravotnickém zařízení.

Opakované použití mandrle Sof-Lex

Mandrle Sof-Lex musí být mezi pacienty vyčištěny a desinfikovány na vysoké úrovni. Pro další detaili viz Návod na použití mandrle Sof-Lex.

Informace pro zákazníky

Nikdo není oprávněn podávat jakékoli informace lidští se od těch, které jsou uvedeny v tomto návodu k použití.

Pozor: Federální zákoník USA omezuji prodej a použití tohoto přípravku pouze na objednávký stomatology.

Závěrka

Společnost 3M ESPE zaručuje, že tento výrobek nemá žádné materiálové ani výrobní vady. SPOLEČNOST 3M NEPOKYTUJE ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY VČETNĚ IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY VYSTAVENÉ ZA ÚČELEM PROJEKTOVNÍ NEBO VYHOVNOSTI KE ZVLÁŠTNÍMU ÚČELU. Uživatel je odpovědný za určení vhodnosti výrobku pro daný výkon. Pokud se u tohoto výrobku během záruční doby objeví závada, je nárok na opravu nebo výměnu tohoto výrobku 3M ESPE vaším výlučným právem a výlučnou povinností firmy 3M ESPE.

Vymezení odpovědnosti

Kritické případy stávajících zákonem nebude společnost 3M ESPE odpovědná za jakoukoli ztrátu či poškození způsobenou touto výrobkem, ať již přímou, nepřímou, zvláštní, náhodnou či následnou, bez ohledu na doložené tvrzení, včetně záruky, smlouvy, nedbalosti či přímé odpovědnosti.

TÜRKÇE

Genel Bilgi
3M™ ESPE™ Sof-Lex™ Spiral Bitirme ve Clalama Diskleri, 2 basamaklı, tek kullanımlık bir bitirme ve ala sistemidir. Sof-Lex Spiral Diskler, 3M ESPE Sof-Lex™ Bitirme ve Clalama Diskleri ile aynı mandrel kullanır. Tek bir sekte sahip olmas ve Sof-Lex™ Mandrel'in kullanımı, restorasyonci olanakları için skillika gerekli olan çok skillika aletlerin değitirmesini imkânlar otadan kaldırır. Sof-Lex Spiral Diskler alüminyum okat partiküller emirilmiş termoplastik elastomerden yapılmıştır.

Endikasyonları
Sof-Lex Spiral Bitirme Diski, konturlama sırasında şekillendirilen restorasyonlardaki çizikleri pürüzsüz hale getirmek ve gidirmek için endikder. Beyaz Sof-Lex Spiral Clalama Diski, final tam parlatma işlemi endikder. Kullanım sırasında su püskürtülmesi gerekli değildir. Sof-Lex Spiral Diskleri, su malzemelerin clalamasına için kullanılırlar.

Direkt:

- Kompozit restorasyonlar
- Rezin modifiye cam iyonomerler
- Biaskrilni geçici malzemele

İndirekt:

Dental Personel için Alınması Gereken Önemler
Bu ürünü kullanırken koruyucu gözlük takın.

Yüksek hızlı ale aletleri ile KULLANMAYIN.

25.000 rpm'den yüksek hızlarda çalışın ale alet, Sof-Lex Spiral Diskleri ve mandrelini ayrılmaması ve Sof-Lex Spiral Disklerinin yaralamasına sonuclanacak şekilde parçalanmasına neden olabilir.

Asırı, yüksek basınç (100 gram üstünde kuvvet), Sof-Lex Spiral Disklerinin yaralamasına sonuclanacak şekilde ayrılmaması veya parçalanmasına neden olabilir.

Göbek (çok merkezi) dişlerle temas halindeyken kullanılmamlar (özellikle okluzal veya insizal kenar). Sof-Lex aletlerinin yaralamasına sonuclanacak şekilde ayrılmadan ayrılmaması neden olabilir.

Sof-Lex aletleri, **yalnız** Sof-Lex mandreli ile kullanılmak için tasarlanmıştır.

Sof-Lex Spiral Diskleri bitiri mandrel üzerine yerleştirirken bir miktar direnç hissedilmelidir. Gevme alet mandrelin gevşek dönüşüne, alet değitirsin.

Sof-Lex mandrelinin başları zamları aşınır. Sof-Lex aletleri sürekli olarak gevşemeyi hissi veriyorsa, mandreli değitirin.

Sof-Lex aletleri sterilize etmeye veya yeniden kullanmaya çalışmayın. Sterilizasyon, performanslarını olumsuz yönde etkileyebilir.

3M ESPE MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) ile ilgili bilgi için **www.3MESPE.com** web sitesini ziyaret edebilir ya da yerel bayirını arayabilirsiniz.

Kullanma Talimatları

1. Yükseklik alma: Fazla (veya fazla engelli tabaka) restoratif malzemeyi uzaklaştırmak için Sof-Lex kaba dişkleri veya traşlama ve bitime elmasları ya da kartpl delicileri kullanın.

2. Final kontrol: Final restorasyon konturlarını ve kenarlarını Sof-Lex orta büyüklüklü diskleri, ince veya çok ince elmas ya da bitirme delicileri ile tamamlarını ve düzeltin. Restorasyon istenilen şekline ve dü, temiz bir yüzeye sahip olmalıdır.

3. Yüzeyi, bej Sof-Lex Spiral Bitirme Diski ile pürüzsüz hale getirin.

- Diğuk hızlı bir el aletine bir Sof-Lex mandrel yerleştirin.
- Bej Sof-Lex Spiral Bitirme Diskleri'ni iterlek Sof-Lex mandrelle takın.
- En iyi sonucları, Sof-Lex sistemi kuru yüzeylerde kullanıldığında elde edilir.

4. Sof-Lex Spiral Disklerinin ilerli veyne dönün ale aletleri mandrel. Sof-Lex Spiral Diskler'in ters yönde çalışılmaması, aletlerin edini ani olarak değitirilmesi.

5. En iyi sonucları için, 10.000-20.000 rpm hızda çalışın (60 gram ile kuvvet 30 gram kuvvet kol uylarını eğin) ili orta derecede basınç (60 gram ile hafif kolarda belgin bir eğilimeye neden olur) uygulayın ve alet çalışır halde restorasyon yüzeyi üzerinde tutun.

Přímých:

- Kompozitních rekonstrukcí
- Pryskyřicí modifikovaného sklonomeru
- Materialů na bázi pryskyřic

Nepřímých:

- Kompozit
- Lava™ Ultimate CAD/CAM náhrad
- Drahých a náhradních kovů

Upozornění pro stomatology

Při používání tohoto výrobku používejte ochrannou oči.

3.5.1. Disk gýbeři deforme olumova (eğilimsiz), çok fazla basınç uygulanmıştır.

3.6. Araçların teması yüzeyleri (üst, alt, kenar), restoratif yüzeye maksimum etrim için kullanılırlar.

4. Beyaz Sof-Lex Spiral Clalama Diski ile tam parlatma:

- Bej Sof-Lex Spiral Bitirme Diski'nin sonuclandırılan memnun olduğunuzda, kenarları kayıyarak ve mandrel yukarı çekip çıkararak diski çıkartın.
- Restorasyon ve diş yüzeylerindeki kayıyıklardan debris durulayın.
- Daha fazla partikül için, beyaz Sof-Lex Spiral Clalama Diski'nin mandrel üzerine yerleştirin ve 3.3 ile 3.6. adımı tekrar edin.
- Yüzeyde yüksek partikül sağadıkları sonra, yüzeyi su ile durulayın.

5. İlave başka adimlar gerekli değildir.

6. Sof-Lex Spiral Bitirme ve Clalama Diskleri tek kullanımlıktır! Kullandıktan sonra atın.

Saklama ve Kullanım

Sof-Lex aletleri tek kullanımlık malzemelerdir.

- Sof-Lex aletlerini sterilize etmeye çalışmayın.
- Sağık tesisizin sterilizasyonğa göre, kullanılmış Sof-Lex aletlerini uygun şekilde atın.

Sof-Lex Mandrel'i yeniden kullanma:

Sof-Lex Mandrelinler, hastalar arasında temizlenmeli ve yüksek düzeyde dezenfekte veya sterilize edilmelidir. Daha fazla ayrıntı için Sof-Lex Mandrel Kullanma Talimatları'na bakın.

Hüsten Bilgisi

Müşteri bulma za sayfaya verilerinden farklı bilgi vermeye yetkili değildir.

Dikkat: ABD Federal Yasası bu ürünü satışına veya kullanımını bir diğ hekiminin talimatıyla olacak şekilde kısıtlanmaktadır.

Garanti

3M ESPE, bu ürünü üretili sürecinden ve kullanlan malzemelerden kaynaklanan kusurları olmaksızın garanti eder. 3M ESPE DOLAYLI YA DA SÖMUT AMACA YONELİK SATIŞS VEYA KULLANILIRLIK KONUSUNDA BAŞKA GARANTİLER VERMEZ. Tüketiciler kullanımlama mahsus ürünü kullanıygununun belirlenmesinde sonumluk tüketiciyle atılır. Ürünün garanti süresinde kusurlu olduğu görölürse, 3M ESPE'nin yegane yükümlülüğü 3M ESPE ürününi tamir etmek veya değitirmektir ibaret olacaktır.

Smriri Sorumluluk

Yasalar tarafından engellenmediği sürece, 3M ESPE bu ürününi kullanılmadan doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel durum, tesadüfi veya nihai kaypa veya zararları istisnalar, garanti, imhal veya satış sorumluluk da dahil olmak üzere her ne olursa olsun sorumlulu omayacaktır.

İhtiyatlı Firma Bilgileri:
3M San. ve Tic. A.Ş.
Şehit Sinan Erüçü Cad. Akel İş Merkezi No:6 A Blok
Kavayic-Beykoz/İstanbul
TEL: 0216538 0777 FAX:0216 538 0799

3M San. ve Tic. A.Ş.
Şehit Sinan Erüçü Cad. Akel İş Merkezi No:6 A Blok
Kavayic-Beykoz/İstanbul
TEL: 0216538 0777 FAX:0216 538 0799

EESTI

Uitdrupe Iilivmis- ja poleerimiskettad 3M™ ESPE™ Sof-Lex™ kuuluvad 2-etapilisse ning ühordkordset kasutatavasse Iilivmis- ja poleerimisüsteemi. Spiraalsete ketatate Sof-Lex on sama spindel kui ettevõtte 3M ESPE Iilivmis- ja poleerimiskettadel Sof-Lex™. Ühesuguse kujuga ja spindli Sof-Lex™ kasutamine välistab vajaduse vahetada erineva kujuga instrumente, mis on üldjuhul vajalikud restaaratsioonide poleerimiseks. Spiraalsed ketad Sof-Lex on valmistatud termoplastilisest elastomeerist, mida on impregneeritud alumiiniumoksiidi osakestega.

Õeldatused

Beel spiraalne Iilivmis- ja poleerimiskettad 3M™ ESPE™ Sof-Lex™ kuuluvad 2-etapilisse ning ühordkordset kasutatavasse Iilivmis- ja poleerimisüsteemi. Spiraalsete ketatate Sof-Lex on sama spindel kui ettevõtte 3M ESPE Iilivmis- ja poleerimiskettadel Sof-Lex™. Ühesuguse kujuga ja spindli Sof-Lex™ kasutamine välistab vajaduse vahetada erineva kujuga instrumente, mis on üldjuhul vajalikud restaaratsioonide poleerimiseks. Spiraalsed ketad Sof-Lex on valmistatud termoplastilisest elastomeerist, mida on impregneeritud alumiiniumoksiidi osakestega.

Näidustused

Beel spiraalne Iilivmis- ja poleerimiskettad 3M™ ESPE™ Sof-Lex™ kuuluvad 2-etapilisse ning ühordkordset kasutatavasse Iilivmis- ja poleerimisüsteemi. Spiraalsete ketatate Sof-Lex on sama spindel kui ettevõtte 3M ESPE Iilivmis- ja poleerimiskettadel Sof-Lex™. Ühesuguse kujuga ja spindli Sof-Lex™ kasutamine välistab vajaduse vahetada erineva kujuga instrumente, mis on üldjuhul vajalikud restaaratsioonide poleerimiseks. Spiraalsed ketad Sof-Lex on valmistatud termoplastilisest elastomeerist, mida on impregneeritud alumiiniumoksiidi osakestega.

Õeldatused

- komposiidist restoratsioonid
- vaiguga modifitseeritud klasiionomeerid
- biaskrilni sisaldavate ajutiste materjalid

Kaudsed:

- komposiidid
- CAD/CAM-süsteemides kasutatav restauereimismaterjal Lava™ Ultimate
- väärismetallid ja polväärismetallid

Õeldatusete hambavärtpersonalile

Kandke selle töö kasutamise ajal silmade kaitsevahendeid.

ÄRGE kasutage koos suured kiirused töötavate otsakutega.

Otsaku kasutamise suuremal kiirusel kui 25 000 pöörret minutis võib tingida spiraalsete ketatate Sof-Lex ja spindli eraldumise või spiraalsete ketatate Sof-Lex purunemise ning põhjustada vigastusi.

Ülemäärane ja suur surve (rohkem kui 100-grammine jõud) võib tingida spiraalsete ketatate Sof-Lex eraldumise või purunemise ning põhjustada vigastusi.

Instrumentide Sof-Lex kasutamine ajal, mil rumm (ketta keskosa) on kokkupuuteline hambaga (eriti oklusaalse või intissiaalse serva korral), võib tingida instrumentide Sof-Lex lahitlekku spindli küljest ning põhjustada vigastusi.

Instrumentid Sof-Lex on mõeldud kasutamiseks **ainult** koos spindlitega Sof-Lex.

Spiraalsed ketta Sof-Lex spindlite paigaldamisel peab tuntav olema mõningane takistus. Kui ühendus ei näi kindel, paigaldage instrument uuesti.

Spiraalsed ketta Sof-Lex pead kuuluvad aja jooksul. Vahetage spindel välja, kui instrumentide Sof-Lex ühenduskindlus on pidevalt ebaõigane.

Ärge proovige instrumente Sof-Lex steriliseerida ega palju kordi kasutada. Steriliseerimine võib nende funktsioonivõimet kahjustada.

Külastage veebivõtt 3M ESPE materjali ohutuskaardi sisalduva teabe saamiseks veebilehte **www.3MESPE.com** või pöörduge kohaliku tütarettevõtte poole.

</